

あるくたのしみ

あゆみ



足元から
人生を幸せに



文字が識別しやすく読みやすい
ユニバーサル書体を使用しています。



ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
FSC® C006732

FSC® 認証紙を使用しております。



環境に配慮した植物油
インキを使用しています。



2020年09月

足元から人生を幸せに
TOKUTAKE

あゆみ

足や歩行のお悩みに寄り添い、一人ひとりのお客様に
明るく前向きに歩いていただくことを考えて作られたケアシューズ「あゆみ」。
歩きやすさや履きやすさ、転倒のしにくさはもちろんのこと、
履くことで勇気や自信が持てる靴を目指し、
色やデザインにもこだわっています。

ゆったり簡単スリッポン

しめつけ感ゼロ！
優しい履き心地のスリッポン。 **施設用**



長いゴムが伸縮し履きやすい
時間により変化のあるむくみにも対応。



履きやすさに特化したスリッポンタイプ
履き口ゆったりで足入れラクラク。



ゴムを巻き込まず簡単に履くことができる
手をそえなくてもサッと履ける設計。



ブラック



ブラック S~5L

グレー S~5L

ネイビー S~5L

アーチサポート付インソール

品番 **1043** 両足 **5,800円**(税抜)
足囲 **3E** 片方のみ **2,900円**(税抜)

表：ポリエステル100% 内：ポリエステル100% 底材：EVA樹脂
重さ(片方Lサイズ)：約180g

- NEW 名前刺繍
- 撥水加工
- 手洗い可能
- カップインソール
- 抗菌・防臭加工(インソール・中底のみ)
- 片方販売
- 左右サイズ違い



ラベンダー S~3L

ラズベリー S~3L

アーチサポート付インソール

施設用サイズ表 (cm)	S	M	L	LL	3L	4L	5L
	21.0 ▶ 21.5	22.0 ▶ 22.5	23.0 ▶ 23.5	24.0 ▶ 24.5	25.0 ▶ 25.5	26.0 ▶ 26.5	27.0 ▶ 27.5

「あゆみ」の標準 足囲 **3E**
※当社基準の木型(ラスト)を採用しています。

ハイフィット

一年を通して安心して履ける
ハイカットタイプ

女性用 外出用



足と靴がぴったりフィット！
だから安心。

女性の足はとても繊細。
大切な足を守るため、足と足首をしっかりと包み、「足と靴が一体化」となるよう設計しました。



ブラウン



甲・足首まわりのベルトでフィット感アップ



履き口広々！ハイカットでも履きやすい



つま先カーブと優れた屈曲性でスムーズな歩行



つま先はゆったり設計で歩きやすい



アーチサポート付インソールでしっかりサポート

品番 **1317** 両足 **7,800円**(税抜)
足囲 **3E** 片方のみ **3,900円**(税抜)

表：合成皮革、ポリエステル100%(メッシュ)
内：ポリエステル100%
底材：EVA樹脂/ゴム 重さ(片方Lサイズ)：約240g

- カップインソール
- 片方販売
- 左右サイズ違い



ワイン S~3L

ブラウン S~3L

ブラック S~3L

アーチサポート付インソール

外出用サイズ表 (cm)	S	M	L	LL	3L
	21.0 ▶ 21.5	22.0 ▶ 22.5	23.0 ▶ 23.5	24.0 ▶ 24.5	25.0 ▶ 25.5

「あゆみ」の標準 足囲 **3E**
※当社基準の木型(ラスト)を採用しています。

施設用
外出用
自宅用
あゆみメデイカル

SUTTO fresh -スットフレッシュ

SUTTOシリーズから「さらっと」タイプが登場！
すっと吸水速乾！

自宅用

洗える！ 速乾！



ピーチ

スカイグレー

フォレストグリーン

ミント



ムレにくく
より快適に

メッシュ素材で
通気性アップ

サラッと
吸水速乾



150°の秘密で
優しくフィット

横ブレを防ぐ
ステッチ

芯入りでかかとを
優しく包み込む

隠れたクッション材
が足への衝撃を
優しくサポート

軽くてスムーズな
足運び！

特許出願中 足裏にフィットする

インソールと底が一体形状

足の形状に沿った立体形状で中敷と底が
ずれることなく足を適正な位置に保ちます



※インソール内蔵



女性用

男性用

ピーチ
S~LL

ミント
S~LL

フォレスト
グリーン
L~3L

スカイグレー
L~3L



手洗い可能



吸水速乾
(内生地のみ)



名前
ネーム刺繍

品番2248
足囲3E相当

両足 2,800円(税抜)

※両足のみ販売となります。

表：ポリエステル100% 内：ポリエステル100%
底材：EVA樹脂 重さ(片方Lサイズ)：約100g

SUTTO freshのご案内▶▶▶



特定の症状に特化して開発・設計された「あゆみメディカル」。
「あゆみ」の機能はそのままに、糖尿病や装具など、
より具体的な足の状態に合わせて作られた高機能シューズです。
脱ぎ履きストレスの低減や靴擦れの防止など、
細部にわたるまできめ細かな工夫を施しています。

内反フィット 想

足首まわりの関節の変形にも
脱ぎ履きしやすくフィットする！

内反尖足対応

足に、踵に、あなたの心に寄り添います



ピンク



ピンク
S~L

グレー
S~L



手洗い可能



片方販売



左右
サイズ違い

品番2706 両足 3,600円(税抜)
足囲3E相当 片方のみ 1,800円(税抜)

表・内：ポリエステル100% 底材：合成皮革
重さ(片方Lサイズ)：約70g

ご注意ください


本製品は歩行されることを想定してつくられておりません。
立ったり歩行される場合には
滑る恐れがありますので十分ご注意ください。

内反フィット 想 サイズ表 (cm)	S	M	L
	20.5 ▶ 21.5	22.0 ▶ 23.0	23.5 ▶ 24.5

「内反・尖足」とは？

足が垂れ下がり、
足首の関節が固まった状態

足底が内側に向いた状態



両方の症状とも同時に出る場合が多く、
「内反尖足」と呼ばれます。



内側ベルトで
変形にあわせて調整



大きく開いて着脱しやすく、
指先確認もできる



立体縫製で
足全体にフィット




履いた時に
キレイに見える

足の測り方

足を地面につけず浮かせた状態で計測してください。

足長=踵の後端から一番長い足指までの長さ



足指に変形がある場合は指を伸ばした状態で計測してください(図1)
足指を伸ばすことが困難な場合は足に沿って計測してください(図2)

自宅用 サイズ表 (cm)	S	M	L	LL	3L
	20.5 ▶ 21.5	22.0 ▶ 23.0	23.5 ▶ 24.5	25.0 ▶ 26.0	26.5 ▶ 27.5

施設用

外出用

自宅用

あゆみ+メディカル

アールイー ライフ

Re-Lifeメッシュ01

〔屋内 リハビリ用〕

装具対応

病院内やリハビリ室などで
快適にご使用いただけます。
履きやすく、つまずきにくいので快適です。



ライトグレー

品番7502	両足	8,800円(税抜)
足囲 3E	片方のみ	4,400円(税抜)
品番7503	片方のみ	5,400円(税抜)
装具側 足囲 7E		

表：ポリエステル100% (メッシュ)、合成皮革
内：ポリエステル100% 底材：EVA樹脂
重さ(片方LLサイズ)：[3E] 約245g [7E] 約255g



ライトグレー M~6L ネイビー M~6L 3E 7E 調整用中敷付



装具側中敷は
完全フラット仕様



マジックで
しっかり固定



着脱しやすい
ベルト方向

①②
7Eは内側開閉
3Eは外側開閉

アールイー ライフ

Re-Lifeサポート02

〔屋外 外出用〕

装具対応

退院し、外出時におすすめ。
靴底はラバーでグリップ性があり
滑りにくい。



ネイビー

品番7504	両足	8,800円(税抜)
足囲 3E	片方のみ	4,400円(税抜)
品番7505	片方のみ	5,400円(税抜)
装具側 足囲 7E		

表：合成皮革
内：ポリエステル100% 底材：EVA樹脂/ゴム
重さ(片方LLサイズ)：[3E] 約315g [7E] 約320g



ネイビー M~6L ブラック M~6L 3E 7E 調整用中敷付



インソール 4mm
ヒール材 5mm
調整用中敷 4mm
ヒールピッチ0で
最大13mm調整可能

7E
内側：
摩擦に強い素材
履き口が低い：
装具の金具などが
当たりにくい仕様

歩行が困難



リハビリ開始・初めの1歩!



順調に進み、退院&通院へ!



Re-Lifeメッシュ01



Re-Lifeサポート02



履く場所	病院内・リハビリ室など	屋外
靴底	つまずきにくい適度な滑りやすさ	ラバーでグリップ性があり滑りにくい
シーン	リハビリ開始・歩き始め・すり足	通院・通所時の外出履きとして



Re-Life
シリーズの
ご案内 ▶▶▶

足の測り方



足幅

足幅の最も広い部分
親指のつけ根の骨のとび
出ている部分から、小指
のつけ根の骨が出ている
部分の幅



足囲

左記足幅を測った
部分の周りの寸法

足長

足長=かかとの後端
から一番長い足ゆび
までの長さ

お願いとご注意

足は、その日の状態や時間によって
微妙に大きさが変わります。また測
定した数値が同じでも、足の形状や
肉付き、靴下の厚さ等で最適なサイ
ズが異なったり、フィット感の好み
も個人差があるため、あくまでも目
安としてご利用ください。

あゆみサイズ表(cm)

施設用

外出用

あゆみメディカル

	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
足長	22.0▶22.5	23.0▶23.5	24.0▶24.5	25.0▶25.5	26.0▶26.5	27.0▶27.5	28.0▶28.5
3E 足囲(足幅)	23.1(8.2)	23.8(8.5)	24.5(8.8)	25.2(9.1)	25.9(9.4)	26.6(9.7)	27.3(10.0)
7E 足囲(足幅)	25.5(9.0)	26.2(9.3)	26.9(9.6)	27.6(9.9)	28.3(10.2)	29.0(10.5)	29.7(10.8)

※当社基準の
木型(ラスト)を
採用しています。

ご注意

- 色落ち、変色、変形の原因となりますので、洗濯機で洗ったり、直射日光やストーブ、乾燥機で乾かさなでください。
- 床面が水、油、ワックスなどで濡れている場合、滑りやすく転倒の危険性がありますので十分にご注意ください。
- すり足歩行など使用状況や条件などにより、耐久性、摩擦性に個人差が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 摩擦により擦れたり破れたりする場合がありますので、選定する際はご注意ください。
- マジックタイプの製品はマジックの摩擦や劣化にともない接着が弱くなります。
- 生地特性や生産ロットにより左右の色が若干異なる場合がございます。
- カタログと実際の商品の色味が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
- ※詳しくは製品パッケージの裏面または同封の取り扱い説明書をお読みください。

お問い合わせ先

お取引先様・
販売店様向け

お客様サポートセンター TEL 050-2018-2292
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝・年末年始等を除く)

公式HPの
ご案内 ▶▶▶



facebookの
ご案内 ▶▶▶



個人お客様向け

TEL 0120-947-539 FAX 0879-26-9280
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝・年末年始等を除く)

公式ブログの
ご案内 ▶▶▶



youtubeの
ご案内 ▶▶▶



徳武産業株式会社

本社 〒761-0901 香川県さぬき市大川町富田西3007
TEL 0879-43-2167 (代) FAX 0879-43-5618

東京営業所 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-7-2岩崎ビル6階
TEL 03-5835-5516 (代) FAX 03-5835-5517

E-mail tokutake@tokutake.co.jp

あゆみシューズ www.tokutake.co.jp/

※品番はカラーによって、取り扱っていないサイズもございます。 ※予告なく製品仕様や、改良などにより変更になる場合がございます。 ※目的以外の使用はできません。



「あゆみ」ショップ 本店

直営店

ご予約優先

〒761-0901 香川県さぬき市大川町富田西3007 TEL 0879-26-9130
営業時間 10:00~17:00
定休日 日曜、祝日、年末年始(土曜日は不定休。お問い合わせください)



施設用

外出用

自宅用

あゆみメディカル